

配件




HLS-1000 卤钨光源

HLS-1000 卤钨光源具有较宽的连续光谱范围（340-2000nm），可应用于待测样品的吸光度检测、透过率检测等...



EX-TA 板载微控制器

对光谱仪控制便捷，通过一个 30 针连接器，可在软件中设置所有光谱仪操作参数。



光纤支架

高度: 130mm
底座直径: 60mm
可定制



光纤




光纤: 1m、2m（可选）
连接器: SMA905
芯径: 200μm、400μm（可选）




光信号收集器

直径 5mm，焦长 6mm
型号 L-UV: 波长范围 >200nm
型号 L-VIS: 波长范围 >350nm


光谱例举




激光光谱检测



LED 光谱检测



钨灯光谱检测



稀土荧光光谱检测



丙酮拉曼光谱检测



铝合金 LIBS 光谱检测

